



Защитное косметическое покрытие

Защита и комфорт каждый день

Blatchford

Защитное косметическое покрытие

Косметическое защитное покрытие обеспечивает оптимальную защиту от износа при повседневной эксплуатации протезов с Orion3 и Linx.



Защитные функции

Покрытие защищает протезную систему от царапин, износа, и имеет небольшой вес.

Косметичность и комфорт в носке

Естественный вид и удобство использования позволяют пользователю при необходимости вставить на колени, делая это более удобным и смягчая контакт с землей. Конструкция покрытия придает изделию более косметические формы при носке протеза под одеждой.

Простота при использовании

Покрытие легко устанавливается на протез и обеспечивает легкий доступ к зарядным портам и клавишам управления.

Спецификация

- Вес изделия - 425г
- Длина изделия - 313мм
- Совместимость - Orion3, Linx
- Гарантия - 6 месяцев
- Шифр изделия: 561101BLACK

Россия

Клинический сервис:
ООО «Эндолайт Центр»
141011, Россия,
Московская обл., г. Мытищи,
Октябрьская ул., д. 12
Тел.: +7 495 787 5279
Тел./Факс: +7 495 787 5280
Email: sales@endolite.ru

Поставка комплектующих:
ООО «Компания ВИТА-ОРТА»
141011, Россия,
Московская обл., г. Мытищи,
Октябрьская ул., д. 10
Тел./Факс: +7 495 103 4004
Email: sales@vitaorta.ru

