



Линейка стоп с пружинами
из композиционного
углеволокна E-Carbon

Blatchford


Линейка стоп с пружинами из композиционного углеволокна E-Carbon

Линейка стоп Blatchford с пружинами из композиционного углеволокна E-Carbon сочетает в себе удобные в повседневной жизни стопы, которые обладают высоким уровнем рекуперации энергии, что делает их идеальными для занятий любительским спортом. Каждая стопа имеет легкую, гибкую и высокопрочную конструкцию с отдельными пружинами пятки и мыска, которые адаптируются к рельефу опорной поверхности, повышая и улучшая устойчивость и уверенность в протезе при каждом шаге. Косметическая калоша имеет анатомическую форму мыска стопы с отведенным большим пальцем, что позволяет пользователям носить сандалии или босоножки.

Линейка стоп включает в свой состав различные варианты:

- Торсионный амортизатор VT, который обеспечивает дополнительное торсионное вращение и амортизацию вертикальных ударов для снижения поперечных сил и моментов, а также снижения нежелательной нагрузки в интерфейсе приемная гильза/культя. Пользователь может двигаться и адаптироваться более свободно, что делает торсионный амортизатор идеальным для различных видов спорта, таких как теннис и гольф, или для пеших прогулок.
- Щиколотка с мультиосной функцией, щиколотка способна амортизировать ударную нагрузку и снижает нагрузку на культю, обеспечивая при этом плавную и комфортную ходьбу.

Elite Blade Elite Blade^{LP}




Влагозащищенные стопы Elite Blade/Elite Blade^{LP} (низкопрофильная версия) - это легкие стопы, обладающие высокой прочностью и имеющие гибкую встроенную опору голени. Опора голени разработана так, чтобы амортизировать нежелательную нагрузку на культю, что делает стопу идеальной для работы с высокими ударными вертикальными осевыми нагрузками.



Шифр	Размер	Сторона [†]	Ширина*	Набор пружин	Анатом. мысок	+ Проксимальный адаптер
EB/EBLP	25	L	N	5	S	Адаптер

* Ширина косметической калоши W (широкая) и N (узкая) актуальны только для стоп размеров 25-27, для остальных размеров этот параметр можно опустить.
[†]Сторона: L - левая; R - правая.
 Пример: Выбрана стопа Elite Blade/Elite Blade LP, размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент жесткости набора пружин стопы 5, анатомический мысок с расщепленным большим пальцем.

Elite²



Влагозащищенная стопа Elite 2 - это легковесная стопа, прекрасно адаптирующаяся к опорной поверхности с отдельными в работе динамическими пружинами из композиционного углеволокна. Конструкция стопы специально разработана для амортизации высоких ударных вертикальных осевых нагрузок и идеально подходит для занятий любительскими видами спорта.

Шифр	Размер	Сторона [†]	Ширина*	Набор пружин	Анатом. мысок
EL	25	L	N	5	S

* Ширина косметической калоши W (широкая) и N (узкая) актуальны только для стоп размеров 25-27, для остальных размеров этот параметр можно опустить.
[†]Сторона: L - левая; R - правая.
 Пример: Выбрана стопа Elite 2, размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент жесткости набора пружин стопы 5, анатомический мысок с расщепленным большим пальцем.



Elite Blade^{VT}



Стопа Elite Blade VT сочетает в себе все преимущества стопы Elite Blade, но дополнительно оснащена еще и торсионным амортизатором, осуществляющим упругую ротацию и поглощение вертикальной осевой ударной нагрузки.



Шифр	Размер	Сторона [†]	Ширина*	Набор пружин	Анатом. мысок	Торсионный амортизатор
EB	25	L	N	5	S	Адапт.-пир. VTM1 или VTM2 или VTM3 или VTM4 или Адапт. под пир. VTF1 VTF2 VTF3 VTF4

* Ширина косметической калоши W (широкая) и N (узкая) актуальны только для стоп размеров 25-27, для остальных размеров этот параметр можно опустить.
[†]Сторона: L - левая; R - правая.
 Пример: Выбрана стопа Elite Blade VT, размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент жесткости набора пружин стопы 5, анатомический мысок с расщепленным большим пальцем, с торсионным амортизатором.

Elite^{VT}



Стопа Elite VT сочетает в себе все преимущества стопы Elite 2, но дополнительно оснащена еще и торсионным амортизатором, осуществляющим упругую ротацию и поглощение вертикальной осевой ударной нагрузки.



Шифр	Размер	Сторона [†]	Ширина*	Набор пружин	Анатом. мысок	Пружина торс. аморт.
EVT	25	L	N	7	S	3

* Ширина косметической калоши W (широкая) и N (узкая) актуальны только для стоп размеров 25-27, для остальных размеров этот параметр можно опустить.
[†]Сторона: L - левая; R - правая.
 Пример: Выбрана стопа Elite VT, размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент жесткости набора пружин стопы 7, анатомический мысок с расщепленным большим пальцем, с торсионным амортизатором с осевой пружиной жесткостью 3.


Билл, пользователь стопы Javelin, всегда мечтал о стопе, которая бы смогла обеспечить высокую устойчивость, а также снизить количество падений на лед при игре в хоккей. Когда Билл впервые познакомился со стопой Javelin, он обнаружил, что она способна обеспечить ему исключительную маневренность и устойчивость на льду.

“ Это удивительно! Теперь, я могу поворачиваться на новом протезе со стопой Javelin намного лучше, чем раньше. ”

Билл, пользователь стопы Javelin



Esprit



Изделие подходит для погружения в пресную воду на глубину до 1м. Изделие подходит для всесезонной эксплуатации

Низкопрофильная влагозащищенная стопа с превосходной рекуперацией энергии. Идеальна для применения в случаях длинной культы или при необходимости использования дополнительных модульных компонентов.

Шифр	Размер	Сторона [†]	Ширина*	Наб. пружин	Анатом. мысок
ESP	25	L	N	3	S

* Ширина косметической калоши W (широкая) и N (узкая) актуальна только для стоп размеров 25-27, для остальных размеров этот параметр можно опустить.

[†]Сторона: L - левая; R - правая.

Пример: Выбрана стопа Esprit, размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент жесткости набора пружин стопы 3, анатомический мысок с расщепленным большим пальцем.



Epirus



Изделие подходит для всесезонной эксплуатации

Низкопрофильная стопа с мультиосной функцией щиколотки которая сочетает в себе биомиметическую щиколотку и независимые в работе пружины из композиционного углеволокна, обеспечивающие прекрасную рекуперацию энергии и плавную комфортную ходьбу.

Шифр	Размер	Сторона [†]	Ширина*	Наб. пружин	Анатом. мысок
EP	25	L	N	3	S

* Ширина косметической калоши W (широкая) и N (узкая) актуальна только для стоп размеров 25-27, для остальных размеров этот параметр можно опустить.

[†]Сторона: L - левая; R - правая.

Пример: Выбрана стопа Epirus, размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент жесткости набора пружин стопы 3, анатомический мысок с расщепленным большим пальцем.



Javelin



Изделие подходит для погружения в пресную воду на глубину до 1м. Изделие подходит для всесезонной эксплуатации

Ультралегкая влагозащищенная стопа с пружинами из углеволокна, идеально подходит для занятий спортом и двигательной активности с умеренными ударными осевыми воздействиями.

Шифр	Размер	Сторона [†]	Ширина*	Набор пружин	Анатом. мысок	+ Проксимальный адаптер
JAV	25	L	N	3	S	Адаптер

* Ширина косметической калоши W (широкая) и N (узкая) актуальна только для стоп размеров 25-27, для остальных размеров этот параметр можно опустить.


[†]Сторона: L - левая; R - правая.

Пример: Выбрана стопа Javelin, размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент жесткости набора пружин стопы 3, анатомический мысок с расщепленным большим пальцем.



Следуй за нами:

 <https://www.youtube.com/user/ENDOLITERUS>

 <https://www.facebook.com/EndoliteRussia>

 <https://vk.com/endoliterussia>

 <https://www.pinterest.ru/BlatchfordRus/>

 <https://www.instagram.com/endoliterussia/>

endolite.ru

Blatchford



Рекомендуется проведение ежегодного технического обслуживания изделий. При техническом обслуживании необходим визуальный осмотр на наличие дефектов, которые могут нарушать функциональность изделия. К обслуживанию допускается только персонал, прошедший обучение в учебных центрах Blatchford и имеющий специальный сертификат. Перед выполнением каких-либо новых действий в повседневной жизни, пожалуйста, уточните у своего протезиста о необходимости проведения специального обучения.

+44 (0) 1256 316600 | customerservice@blatchford.co.uk
Blatchford Products Limited, Unit D Antura, Kingsland Business Park,
Basingstoke, RG24 8PZ, United Kingdom.

Endolite Россия
ООО «Эндолайт Центр» (клинический сервис)
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., дом 12
Тел.: +7 (495) 787 5279, Факс: +7 (495) 787 5280, E-mail: sales@endolite.ru, Web: www.endolite.ru

@ [blatchfordgrp](https://twitter.com/blatchfordgrp) | blatchford.co.uk

ООО «Компания Вита-Орта» (поставка комплектующих)
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., дом 10
Тел./Факс: +7 (495) 103 4004, E-mail: sales@vitaorta.ru, Web: www.vitaorta.ru

Blatchford