



## Kx06v2 информационный листок

Уникальный, совершенно новый KX06 имеет прочное полицентрическое колено с 4 стержнями в сочетании с гидравлическим поворотом и стойкой для плавной, предсказуемой работы и выдающейся геометрической устойчивости на любой местности для активных и активных пользователей.

Обтекаемая и водонепроницаемая конструкция делает коленный модуль KX06v2 идеальным для пользователей с высокой двигательной активностью, которым требуется надежный протез, который может эксплуатироваться во влажной, грязной или пыльной среде.

### Что нового в изделии ?



- ✓ Плавная обтекаемая форма, высокопрочная конструкция
- ✓ Длина конструкция уменьшена на 10мм
- ✓ Влагозащищенный, допускает погружение в жидкость на глубину до 1м, и на время до 30мин
- ✓ Широкий выбор проксимальных адаптеров в том числе и адаптеров для Т-образного паза
- ✓ Усиленные самоочищающиеся в пространстве подшипники защищают цилиндр управления от нежелательных боковых нагрузок
- ✓ Усиленные подшипники
- ✓ Специальная защелка, для предотвращения непреднамеренной юстировки цилиндра управления фазой переноса и опоры
- ✓ Защитное косметическое покрытие



## Особенности

Устойчивость	Высокопрочная конструкция	Простота эксплуатации
<p>Геометрическая устойчивость с 4-звенным механизмом обеспечивает безопасную эксплуатацию на любой опорной поверхности.</p> <p>Полицентрическая конструкция обеспечивает оптимальный клиренс мыска стопы в фазе переноса</p> <p>Гидравлическая система управления обеспечивает плавную ходьбу</p> <p>Надежная устойчивость при могоскоростной ходьбе</p> <p>Большой угол сгибания в колене для перемещения в ограниченном пространстве и при выполнении работ на коленях</p>	<p>Предназначается для эксплуатации в жестких условиях</p> <p>Обтекаемое и высокопрочное шасси из алюминиевого сплава позволяет выдерживать нагрузки до 150 кг</p> <p>Влагозащитный коленный модуль</p> <p>Защитное косметическое покрытие обеспечивает надежную защиту от воздействий окружающей среды</p>	<p>Тонкая настройка сопротивлений для сгибания/разгибания в колене</p> <p>Простой выбор пользовательских режимов для Езды на велосипеде и при длительном стоянии на одном месте</p> <p>Широкий выбор проксимальных адаптеров в том числе и адаптеров для Т-образного паза</p> <p>Знакомая конструкция и технология - пользователю очень легко перейти на новую версию коленного модуля.</p>

\* Выдерживает погружение в пресную воду на глубину до 1м. При этом коленный модуль должен быть заблокирован.



## Спецификация

Уровень двигательной активности	3-4
Максимальный вес пользователя	150кг (3) и 145кг (4)
Высота конструкции	220мм
Вес изделия	1.34кг (без косм. облицовки)
Угол сгибания в колене	160°
Гарантия	36 месяцев

## Информация для заказа

Шифр изделия

KX06V2

