



Стопы с косметической калашей с анатомическим расщепленным мыском

Новая линейка изделий

Blatchford

Новая линейка стоп с косметической калошей с анатомическим расщепленным мыском

Естественный вид

Широкий выбор типа обуви

Дополнительные размеры*

Поставляется в двух вариантах цветовых тонов



*Размеры стоп с дополнительной шириной косметической калоши доступны только для стоп рамеров 25, 26 и 27.

Новые модели косметической калоши производства Blatchford с анатомически расщепленным большим пальцем мыска стопы предоставляет более естественный вид, а улучшенный дизайн обеспечивает широкий выбор типа обуви. Для лучшего соответствия цвету кожных покровов данная модель стопы может поставляться в двух цветовых тонах - светлом и темном.

Linx

Интегрированная система нижней конечности Linx благодаря своей конструкции воссоздает невероятно сложную структуру человеческой стопы.

Шифр изделия	Размер	Сторона ампутации	Ширина*	Набор пружин стопы	Анатомический мысок стопы
LINX	25	L	N	3	S

Пример: размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент жесткости набора пружин стопы 3, анатомический мысок с расщепленным большим пальцем.



Echelon^{VAC}

Гидравлическая щиколотка в сочетании с системой переменного вакуума обеспечивает надежное и удобное крепление.

Шифр изделия	Размер	Сторона ампутации	Ширина*	Набор пружин стопы	Анатомический мысок стопы
EVAC	25	L	N	3	S

Пример: размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент жесткости набора пружин стопы 3, анатомический мысок с расщепленным большим пальцем.



Elan & Elan IC

Гидравлическая стопа с микропроцессорным управлением адаптацией щиколотки к опорной поверхности и управлением скоростью перемещения.

Шифр изделия	Размер	Сторона ампутации	Ширина*	Набор пружин стопы	Анатомический мысок стопы
ELAN	25	L	N	3	S

Пример: размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент жесткости набора пружин стопы 3, анатомический мысок с расщепленным большим пальцем.



Echelon

Гидравлическое управление биомиметической щиколоткой и расщепленная пружина мыска стопы обеспечивают устойчивость на неровных или наклонных опорных поверхностях.

Шифр изделия	Размер	Сторона ампутации	Ширина*	Набор пружин стопы	Анатомический мысок стопы
EC	25	L	N	3	S

Пример: размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент жесткости набора пружин стопы 3, анатомический мысок с расщепленным большим пальцем.



* Варианты - Узкая ширина (N) и Широкая ширина (W) доступны только для размеров стоп 25-27.

** Для косметической калоши стопы темного цвета к шифру изделия добавляется суффикс «D»

Echelon^{VT}

Биомиметическая гидравлическая циклолотка с амортизатором, ротацией и расщепленной пружиной мыска стопы для обеспечения превосходного согласования с опорной поверхностью.

Шифр изделия	Размер	Сторона ампутации	Ширина*	Набор пружин стопы	Осевая пружина	Анатомический мысок стопы
ECVT	25	L	N	5	3	S

Пример: размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент жесткости набора пружин стопы 5, коэффициент жесткости осевой пружины 3, анатомический мысок с расщепленным большим пальцем.



Javelin

Легкая стопа с пружинами из углеволокна, идеально подходит для занятий спортом и двигательной активности с умеренными ударными осевыми воздействиями.

Шифр изделия	Размер	Сторона ампутации	Ширина*	Набор пружин стопы	Анатомический мысок стопы	+ проксимальный адаптер
JAV	25	L	N	3	S	Адаптер

Пример: размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент жесткости набора пружин стопы 3, анатомический мысок с расщепленным большим пальцем.



Esprit

Легкая низкопрофильная стопа

Шифр изделия	Размер	Сторона ампутации	Ширина*	Набор пружин стопы	Анатомический мысок стопы
ESP	25	L	N	3	S

Пример: размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент жесткости набора пружин стопы 3, анатомический мысок с расщепленным большим пальцем.



Epirus

Стопа с мультиосным движением в циклолотке и устойчивой треножной системой

Шифр изделия	Размер	Сторона ампутации	Ширина*	Набор пружин стопы	Анатомический мысок стопы
EP	25	L	N	3	S

Пример: размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент жесткости набора пружин стопы 3, анатомический мысок с расщепленным большим пальцем.



Руководство по выбору ширины косметической калоши

Для выбора правильного размера косметической калоши при заказе используйте приведенную ниже таблицу.

Для размеров стоп 25, 26 и 27 Вы также можете выбрать узкий (N) или широкий (W) варианты.



Размер	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ширина косметич. калоши	76мм	78мм	80мм	82мм (N) 88мм (W)	83мм (N) 91мм (W)	91мм (N) 99мм (W)	100мм	102мм	105мм
Косметич. калоша старого образца	77мм	77мм	80мм	82мм	82мм	87мм	90мм	95мм	101мм

Обратите внимание: Ширина измеряется в наиболее широкой части косметической калоши стопы.

* Варианты - Узкая ширина (N) и Широкая ширина (W) доступны только для размеров стоп 25-27.

** Для косметической калоши стопы темного цвета к шифру изделия добавляется суффикс «D»

Информация о комплектах пружин и косметических калошах

Если вы хотите отдельно заказать комплект пружин или косметические калоши, воспользуйтесь приведенной ниже таблицей шифров, чтобы правильно оформить заказ на необходимое изделие.

Набор пружин стопы

для Linx, Elan, Echelon, EchelonVT, EchelonVAC, Esprit, Epirus:

Размер стопы 22-24	Размер стопы 25-26	Размер стопы 27-28	Размер стопы 29-30
Набор 1 - 539801S	Набор 1 - 539810S	Набор 1 - 539819S	Набор 1 - 539828S
Набор 2 - 539802S	Набор 2 - 539811S	Набор 2 - 539820S	Набор 2 - 539829S
Набор 3 - 539803S	Набор 3 - 539812S	Набор 3 - 539821S	Набор 3 - 539830S
Набор 4 - 539804S	Набор 4 - 539813S	Набор 4 - 539822S	Набор 4 - 539831S
Набор 5 - 539805S	Набор 5 - 539814S	Набор 5 - 539823S	Набор 5 - 539832S
Набор 6 - 539806S	Набор 6 - 539815S	Набор 6 - 539824S	Набор 6 - 539833S
Набор 7 - 539807S	Набор 7 - 539816S	Набор 7 - 539825S	Набор 7 - 539834S
Набор 8 - 539808S	Набор 8 - 539817S	Набор 8 - 539826S	Набор 8 - 539835S

Набор пружин стопы

для Javelin






Размер стопы 22-24	Размер стопы 25-26	Размер стопы 27-28	Размер стопы 29-30
Набор 1 - 539301S	Набор 1 - 539510S	Набор 1 - 539519S	Только под заказ
Набор 2 - 539302S	Набор 2 - 539511S	Набор 2 - 539520S	Только под заказ
Набор 3 - 539303S	Набор 3 - 539512S	Набор 3 - 539521S	Набор 3 - 539530S
Набор 4 - 539304S	Набор 4 - 539513S	Набор 4 - 539522S	Набор 4 - 539531S
Набор 5 - 539305S	Набор 5 - 539514S	Набор 5 - 539523S	Набор 5 - 539532S
Набор 6 - 539306S	Набор 6 - 539515S	Набор 6 - 539524S	Набор 6 - 539533S
Набор 7 - 539307S	Набор 7 - 539516S	Набор 7 - 539525S	Набор 7 - 539534S
Набор 8 - 539308S	Набор 8 - 539517S	Набор 8 - 539526S	Набор 8 - 539535S
Набор 9 - -	Набор 9 - 539518S	Набор 9 - 539527S	Набор 9 - 539536S

Косметическая калоша*:

Размер стопы L левая/R правая	Узкая	Широкая
22L	539038S	-
22R	539039S	-
23L	539040S	-
23R	539041S	-
24L	539042S	-
24R	539043S	-
25L	539044SN	539044SW
25R	539045SN	539045SW
26L	539046SN	539046SW
26R	539047SN	539047SW
27L	539048SN	539048SW
27R	539049SN	539049SW
28L	-	539050S
28R	-	539051S
29L	-	539052S
29R	-	539053S
30L	-	539054S
30R	-	539055S

* Для косметической калоши стопы темного цвета к шифру изделия добавляется суффикс «D»

Следуй за нами:

-  <https://www.youtube.com/ENDOLITERUS/>
-  <https://www.facebook.com/EndoliteRussia>
-  <https://vk.com/endolite>
-  <https://www.pinterest.ru/endoliterussia/>
-  <https://www.instagram.com/endoliterussia/>

Blatchford